舌面诊断2.0API

1. API 舌面诊断

接口描述: 创建本次舌面诊断2.0的会话 or 直接生成报告(通过scene参数控制)

综述: 上传舌照、面照、舌下静脉照图片,系统会自动识别显示相应结果,同时系统还会提供简单选

项,根据实际情况回答后即可继续解锁健康报告和调理方案

请求方法: Post

请求参数格式: JSON

请求参数详情:

注意: tf_image、ff_image、tb_image 这三个字段至少要填一个

字段名	类型	是否必填	详细描述
scene	int	是	应用场景(以下选其一) 填1(推荐): 返回进一步细化的诊断问题做问答 推断的报告更精确 填2: 根据图片识别出相应的症状 直接生成相应的报告
tf_image	string	否	1、舌照图片,url/file 填其一, 图像数据,支持url地址和种方式,大小不超过10M, 2、图片最短边至少300px(其中舌部有效信息宽度至少1300px以上保证检测结果准确度)。 3、支持jpg/png/bmp/jpeg格式。
ff_image	string	否	1、面照图片,url/file 填其一。图像数据,支持url地址和种方式,大小不超过10M。 2、图片最短边至少300px(其中面部有效信息宽度至少1300px以上保证检测结果准确度)。 3、支持jpg/png/bmp/jpeg格式。
tb_image	string	否	1、舌下脉络图片,url/file 填其一, 图像数据,支持url地:件两种方式,大小不超过10M, 2、图片最短边至少300px(其中舌下脉络有效信息宽度3 建议300px以上保证检测结果准确度)。 3、支持jpg/png/bmp/jpeg格式。
gender	string	否	性别,非必填,如果需要的话传男或者女

请求参数示例:

舌照、面照、舌下脉络照示例参考:



1.1 说明: 当scene为1时: (场景一,返回会话和问诊问题)

返回参数位置: HTTP Body

返回参数格式: JSON

返回参数详情:

字段名	类型	详细描述
code	int	返回业务状态码
log_id	string	日志id,便于追溯和排查问 题
success	bool	请求是否成功
msg	string	失败或者成功信息
data	object	返回的数据

data:

字段名	类型	详细描述
session_id	string	会话id
inquiry_questions	array(object)	问诊问题

inquiry_questions:

字段名	类型	详细描述
name	string	选项的名称
value	string	选项对应的值

返回参数示例:

```
1 {
 2
       "code": 20000,
 3
       "success": true,
 4
       "msg": "成功",
 5
       "data": {
 6
           "session_id": "ca7d5c36-4896-11ef-9dee-00163e25c208",
 7
           "inquiry_questions": [
 8
               {
                   "name": "喜好热饮",
9
                   "value": "00075df7-462d-4371-a072-b420915fc6ea"
10
11
               },
12
               {
13
                   "name": "皮下瘀血",
                   "value": "5562aee1-ddb7-4b94-ac37-d79e474549c4"
14
15
               },
16
               {
17
                   "name": "四肢冰冷",
18
                   "value": "5ae7cf99-7a71-4a47-a853-da540f1bd719"
19
               },
20
               {
                   "name": "记忆力差",
21
                   "value": "664ff68a-037a-4688-a544-4162e033c320"
22
23
               },
24
               {
                   "name": "腹泻",
25
                   "value": "6b835d3d-25c9-4776-b1ba-8c6f22affbfe"
26
27
               },
28
               {
                   "name": "面色晦暗",
29
                   "value": "6c097f16-31b8-49f3-8988-f929d16fbf14"
30
               },
31
32
               {
                   "name": "易感冒",
33
                   "value": "780c56aa-32d6-4c1f-93cd-c61d21d1d547"
34
35
               },
36
               {
                   "name": "畏寒",
37
                   "value": "788bc860-6fa4-4038-b060-72443bc863cf"
38
39
               },
40
               {
                   "name": "头面斑",
41
                   "value": "7f4ceedf-ac16-4f24-9bb6-42d89dc8b3f4"
42
43
               },
44
               {
```

```
45
                   "name": "唇暗",
                   "value": "aa53c3d2-1ba5-41d9-9504-b0793a0a58a8"
46
               },
47
48
               {
                   "name": "身痛",
49
                   "value": "e6267853-ea7c-4d24-a91a-f6fb68e61e0e"
50
51
               }
52
           ]
53
       },
       "reason": null,
54
       "log_id": "03fb57c6932243469766a10969e1fb73"
55
56 }
```

1.2 说明: 当scene为2时: (场景二,直接返回报告)

返回参数位置: HTTP Body

返回参数格式: JSON

返回参数详情:参见 API 获取报告的返回数据

2. API 获取报告

接口描述: 回答问诊问题, 从而获取报告

请求方法: Post

请求参数格式: JSON

请求参数详情:

字段名	类型	是否必填	详细描述
session_id	string	是	会话id
answers	array(object)	是	选择问题的答案

选择问题的答案:

字段名	类型	是否必填	详细描述
name	string	是	选项的名称
value	string	是	选项对应的 值

```
1 {
2
     "session_id": "84e70922-489d-11ef-84dc-00163e25c208",
3
    "answers": [
        {
4
5
            "name": "面色晦暗",
            "value": "6c097f16-31b8-49f3-8988-f929d16fbf14"
6
7
        }
  ]
8
9 }
```

返回参数位置: HTTP Body

返回参数格式: JSON

返回参数详情:

字段名	类型	详细描述
code	int	返回业务状态码
log_id	string	日志id,便于追溯和排查问 题
success	bool	请求是否成功
msg	string	失败或者成功信息
data	object	返回的数据

data:

字段名	类型	详细描述
score	int	得分
features	array(object)	智能识别出的特征
physique_name	string	体质名称
physique_analysis	string	体质分析
typical_symptom	string	体质典型特征/症状
risk_warning	string	体质风险预警
syndrome_uuid	string	证型编码
syndrome_name	string	证型名称
syndrome_introduction	string	证型解读
advices	array(object)	智能调理建议
goods	array(object)	推荐商品信息
tf_detect_matches	array(object)	舌部照片的特征坐标

features:

字段名	类型	详细描述
feature_category	string	特征分类
feature_group	string	特征分组
feature_name	string	特征名称
feature_situation	string	特征状况
feature_interpret	string	特征解读

advices:

字段名	类型	详细描述
food	array(object)	饮食建议
music	array(object)	音乐建议
sleep	array(object)	起居建议
sport	array(object)	运动建议
treatment	array(object)	外治建议

food:

字段名	类型	详细描述
title	string	建议简介
advice	string	建议明细

music:

字段名	类型	详细描述
title	string	建议简介
advice	string	建议明细

sleep:

字段名	类型	详细描述
title	string	建议简介
advice	string	建议明细

sport:

字段名	类型	详细描述
title	string	建议简介
advice	string	建议明细

treatment:

字段名	类型	详细描述
title	string	建议简介
advice	string	建议明细

goods:

字段名	类型	详细描述
name	string	商品名称
introduction	string	商品介绍
img1	string	商品图片一
img2	string	商品图片二
img3	string	商品图片三
customized_mapping	array(object)	自定义商品信 息

customized_mapping:

字段名	类型	详细描述
title	string	标题
content	string	内容

tf_detect_matches:

字段名	类型	详细描述
url	string	图片地址
detect_boxes	array(object)	具体的特征坐标位置

detect_boxes:

字段名	类型	详细描述
left_x	int	x轴左坐标
left_y	int	y轴下坐标
right_x	int	x轴右坐标
right_y	int	y轴上坐标
name	string	名称

返回参数示例:

```
1 {
2   "code": 20000,
3   "success": true,
```

```
"msg": "成功",
5
      "data": {
         "score": 91.0,
6
7
         "features": [
             {
8
                "feature_category": "面部",
9
                "feature_group": "面色",
10
                "feature_name": "面色红",
11
                "feature_situation": "异常",
12
                 "feature_interpret": "面色较正常偏红。主要因为体内热重,引起血液循环
13
  加速,血液充盈面部表现出面色红的现象,体内热越重,面色越红;同时也可以出现在阴虚虚热的人,
  主要表现在两颧骨部位潮红。正常人在天气炎热时、饮酒后、饱食后、感受喜悦的情绪后也可出现面色
  偏红。"
             },
14
             {
15
16
                "feature_category": "面部",
                "feature_group": "面部光泽",
17
                 "feature_name": "面色明亮",
18
19
                "feature_situation": "正常",
                "feature_interpret": "脸色荣润有光泽。面色随着精气充养而有光泽,故面
20
  色明润光泽的表示身体健康状态良好,无明显疾病表现;若有疾病表现,多处于疾病早期,病情轻,容
  易恢复,不容易出现并发症等。"
21
             },
22
             {
                "feature_category": "面部",
23
                "feature_group": "眼神",
24
                 "feature_name": "有神",
25
                "feature_situation": "正常",
26
                "feature_interpret": "目光明亮,精神饱满。"
27
             },
28
29
             {
                "feature_category": "面部",
30
                 "feature_group": "眉头紧皱",
31
                 "feature_name": "正常",
32
33
                "feature_situation": "正常",
                "feature_interpret": "眉间正常,无皱纹凹陷。"
34
             },
35
             {
36
                "feature_category": "面部",
37
                "feature_group": "眉毛浓淡",
38
                "feature_name": "浓眉",
39
                "feature_situation": "正常",
40
                "feature_interpret": "眉毛浓厚。"
41
42
             },
43
             {
44
                "feature_category": "面部",
                "feature_group": "眼皮层数",
45
```

```
46
                 "feature_name": "双眼皮",
                 "feature_situation": "正常",
47
                 "feature interpret": "上睑皮肤在睑缘上方有一浅沟皮肤,当睁眼时此沟以
48
   下的皮肤上移,而此沟上方皮肤则松弛在重睑沟处悬垂向下折。"
49
             },
             {
50
                 "feature_category": "面部",
51
                 "feature_group": "唇型",
52
53
                 "feature_name": "唇厚",
                 "feature_situation": "正常",
54
                 "feature_interpret": "上下任意唇体饱满,成曲面,状似鱼肚。"
55
56
             },
             {
57
                 "feature_category": "面部",
58
                 "feature_group": "唇色",
59
                 "feature_name": "唇红",
60
                 "feature_situation": "异常",
61
62
                 "feature_interpret": "唇色较正常偏红。主要由于体内热重,血液循环加
  速,血液充盈唇部。"
63
             },
64
             {
                 "feature_category": "舌部",
65
                 "feature_group": "舌色",
66
                 "feature_name": "舌色淡白",
67
                 "feature_situation": "异常",
68
                 "feature_interpret": "舌色比正常舌色浅淡,偏白,因舌体肌肉血流量不足
69
   导致。多见于气血不足或者阳虚的群体。"
70
             },
             {
71
                 "feature_category": "舌部",
72
                 "feature_group": "舌尖色",
73
                 "feature_name": "正常",
74
                 "feature_situation": "正常",
75
                 "feature_interpret": "舌尖颜色正常"
76
77
             },
78
             {
79
                 "feature_category": "舌部",
                 "feature_group": "舌质",
80
                 "feature_name": "舌质老",
81
                 "feature_situation": "异常",
82
                 "feature interpret": "舌质纹理粗糙或皱缩,形色坚敛苍老,舌色较暗的表
83
  现。多提示体内有实证。"
84
             },
             {
85
                 "feature_category": "舌部",
86
87
                 "feature_group": "舌齿痕",
                 "feature_name": "舌部齿痕",
88
```

```
89
                   "feature_situation": "异常",
                  "feature_interpret": "舌边被牙齿挤压产生的痕迹。正常人也有出现; 多见
90
   于脾虚、气虚、湿气较重的群体。"
91
               },
               {
92
                  "feature_category": "舌部",
93
                  "feature_group": "舌裂纹",
94
                   "feature_name": "正常",
95
96
                   "feature_situation": "正常",
                  "feature_interpret": "无明显裂纹。"
97
98
               },
               {
99
                  "feature_category": "舌部",
100
                   "feature_group": "舌形胖瘦",
101
                  "feature_name": "舌部肥胖",
102
                   "feature_situation": "异常",
103
                   "feature_interpret": "舌体比正常舌大,伸舌满口,多因为舌体肌肉水肿所
104
   致。多见于体内水分代谢不良,湿邪痰浊较重。"
105
              },
               {
106
107
                  "feature_category": "舌部",
                  "feature_group": "舌点刺",
108
                   "feature_name": "正常",
109
110
                  "feature_situation": "正常",
                  "feature_interpret": "无点刺或点刺不明显。"
111
112
               },
113
               {
114
                  "feature_category": "舌部",
                   "feature_group": "舌瘀斑瘀点",
115
                  "feature_name": "正常",
116
                  "feature_situation": "正常",
117
                  "feature_interpret": "无明显瘀斑瘀点。"
118
               },
119
120
               {
121
                  "feature_category": "舌部",
                  "feature_group": "苔色",
122
                   "feature_name": "舌苔黄",
123
                  "feature_situation": "异常",
124
                  "feature_interpret": "舌头上附着的苔状物呈白色。多提示体内有热象。"
125
126
               },
127
               {
                  "feature_category": "舌部",
128
                  "feature_group": "舌苔腻",
129
                   "feature_name": "正常",
130
                   "feature_situation": "正常",
131
                   "feature_interpret": "舌苔不腻。"
132
133
               },
```

```
134
               {
                  "feature_category": "舌部",
135
                  "feature_group": "舌苔腐",
136
                  "feature_name": "正常",
137
                  "feature_situation": "正常",
138
                  "feature_interpret": "舌苔不腐。"
139
140
               },
141
               {
142
                  "feature_category": "舌部",
                  "feature_group": "舌苔厚薄",
143
                  "feature_name": "舌苔薄",
144
                  "feature_situation": "正常",
145
                  "feature interpret": "透过舌苔可以看到舌体肌肉。提示身体处于健康平和
146
   状态,即使生病也属于病情清浅的阶段。"
147
               },
148
               {
                  "feature_category": "舌部",
149
150
                  "feature_group": "舌苔润燥",
151
                  "feature_name": "舌苔润",
                  "feature_situation": "正常",
152
                  "feature_interpret": "舌苔干湿适中,不滑不燥。多见于正常人,身体较健
153
   康,无明显病灶;若在生病过程中,则提示人体缺水不明显。"
154
              },
155
               {
                  "feature_category": "舌部",
156
                  "feature_group": "舌苔剥脱",
157
                  "feature_name": "正常",
158
                  "feature_situation": "正常",
159
                  "feature_interpret": "无剥落。"
160
               },
161
162
               {
                  "feature_category": "舌部",
163
                  "feature_group": "舌上焦-舌尖形态",
164
165
                  "feature_name": "正常",
166
                  "feature_situation": "正常",
                  "feature_interpret": "舌尖形态正常。"
167
168
               },
               {
169
                  "feature_category": "舌部",
170
                  "feature_group": "舌中焦-脾胃区域",
171
                  "feature_name": "中焦凹陷",
172
                  "feature_situation": "异常",
173
                  "feature_interpret": "舌中部凹陷。多与脾胃虚弱相关。"
174
175
               },
176
               {
177
                  "feature_category": "舌部",
                  "feature_group": "舌中焦-肝胆区域",
178
```

```
179
              "feature_name": "两侧凸起",
              "feature_situation": "异常",
180
              "feature_interpret": "舌中段两侧较正常凸起。多与情绪压力大、肝气郁
181
   滞,肝胆瘀滞。"
182
           },
183
           {
184
              "feature_category": "舌部",
              "feature_group": "舌下焦-凹凸形态",
185
186
              "feature_name": "舌下焦凹陷",
              "feature_situation": "异常",
187
              "feature interpret": "舌根部较正常凹陷。多与肾气不足、肾阳不足相关。"
188
189
           },
190
              "feature_category": "舌部",
191
              "feature_group": "舌下脉络",
192
              "feature_name": "舌下静脉怒张",
193
              "feature_situation": "异常",
194
195
              "feature interpret": "舌头下面舌系带两边那两条青紫色的脉络粗长怒张。
   多见于全身或者身体局部血液循环不畅。"
           }
196
197
        ٦,
        "physique_name": "血瘀体质、气虚体质",
198
        "physique analysis": "您的体质主要是血瘀体质兼气虚体质,体质的形成可能受到多种
199
   因素的影响:血瘀体质多因外伤、手术等引起血液流出血管,淤积体内;或者因为感受寒邪、热邪、湿
   邪等引起身体血液循环障碍;或者因为精神压力大,情绪压抑导致血液循环障碍,进而影响整体健康。
   同时,气虚体质多因先天不足,或因为过度疲劳、或因为营养不足如节食、厌食、偏食等导致身体能量
   不足,脏腑功能下降从而导致身体出现气虚的症状。",
        "typical symptom": "面色晦暗;皮肤偏暗;色素沉着;容易长斑;易患疼痛;口唇暗
200
   淡;口唇紫;眼眶暗黑;鼻部暗滞;易脱发;肌肤干燥;皮肤粗糙;月经颜色暗;月经血块多;容易感
   冒;自觉气短;不愿多讲话;体位变化易头晕。",
        "risk_warning": "血瘀体质和气虚体质在中医理论中代表了两种不同的身体状态,它们各
201
   自关联着一些特定的健康风险和躯体症状。\n血液循环问题:血瘀体质可能导致血液循环障碍,出现局
   部疼痛、肿块、皮肤瘀斑、嘴唇及指甲颜色偏暗等现象。气虚体质减弱了推动血液运行的动力,可能会
   加剧血瘀症状,如加重疼痛感、促进血栓形成等。\n心脑血管问题:气虚不能充盈血脉,血瘀则可能阻
   塞脉络,两者共同作用可能增加心脏病、中风的风险,表现为胸闷、心悸、头晕、记忆力减退等症状。
   \n呼吸系统问题: 肺气虚可能导致呼吸功能下降,血瘀则可能影响肺部血液循环,两者结合可能加重呼
   吸困难、咳嗽等症状。\n消化吸收问题:气虚体质影响脾胃运化,血瘀可能使脾胃血行不畅,共同导致
   消化不良、腹胀、大便稀溏等症状加重。\n女性健康问题:女性可能出现月经不调,如经量减少、经色
   暗淡有血块,甚至闭经,以及痛经等,这是因为气虚不足以推动血行,血瘀则阻碍经血排出。\n精神心
   理问题: 气虚使人精神不振, 血瘀可能影响情绪, 两者结合可能导致情绪低落、抑郁、记忆力减退等心
   理问题。\n伤口愈合缓慢:气虚影响身体修复能力,血瘀则可能导致局部血液循环不畅,两者共同作用
   下,即使是小伤口也可能愈合缓慢。",
        "syndrome_uuid": "458586ed-775f-11eb-94a2-98039b0809cc",
202
```

"syndrome_introduction": "因饮食、劳倦或思虑过度伤脾,或年老体弱,久病虚损,脾

运化水湿功能失常所致。临床以脘腹痞胀或痛,泛恶欲吐,食少、纳呆,头身困重,倦怠乏力,肢体浮

"syndrome_name": "脾虚湿困证",

203

204

```
带下清稀、量多等为特征的证候。",
         "advices": {
205
            "food": [
206
207
               {
                  "advice": "少食辛辣、咖啡、浓茶等刺激之品。",
208
209
                  "title": "禁忌饮食"
210
               },
211
               {
                  "advice": "以补益气血之品为宜,如鸡肉、鸽肉、莲子、红枣、山药
212
   等。",
                  "title": "建议饮食"
213
214
               },
215
                  "advice": "干姜炖羊肉:\n制作方法:准备羊肉三两、干姜半两、适量的
216
   调料,然后把羊肉和生姜分别清洗干净后羊肉切成小块,再把羊肉用热水焯一下去掉浮末,然后再把羊
   肉用白糖炒上色后加上适量的水,再在锅中加上事先准备好的调料和干姜大火煮沸,最后把大火改为小
   火将羊肉炖熟。",
217
                  "title": "食疗建议"
218
               }
219
            ٦,
            "music": [
220
221
               {
                  "advice": "五音疗法: 徵音入心, 徵音旋律热烈明快、轻松活泼, 具
222
   有"火"之热情奔放,主入"心",可用于治疗过伤心所致的心气不足、心神涣散病症。以徵音为主的音乐
   要为古筝等丝弦乐器演奏的清脆悦耳之曲(附徵音:光影银河)。",
                  "title": "音乐建议"
223
               }
224
225
            ],
            "sleep": [
226
227
               {
                  "advice": "起居有常,劳逸结合。居家宜温暖舒适,避风、避寒、避潮
228
   湿。衣着颜色宜暖色调,材质宜偏厚。",
229
                  "title": "生活建议"
230
               },
231
               {
                  "advice": "保持情绪舒畅,适时疏导情绪,心态宜积极、正向。",
232
                  "title": "情志建议"
233
234
               },
235
               {
                  "advice": "居住和工作环境要保持适宜的温暖且舒适,避免长时间处于寒
236
   冷或过于干燥的环境中,避免因为寒凉易伤阳气,影响血液的循环。",
                  "title": "居住环境建议"
237
               }
238
239
            ],
240
            "sport": [
241
               {
```

肿,大便稀溏或泄泻,小便短少,舌质淡胖,边有齿痕,舌苔白润或腻,脉濡缓,可伴见水肿,腹水,

```
242
                  "advice": "避免重体力劳动和剧烈运动。",
                 "title": "运动建议"
243
              }
244
245
            ٦,
            "treatment": [
246
247
              {
                 "advice": "穴位调护: 宜采用指揉法,按揉百会、肾俞、气海、关元、足
248
   三里、涌泉等,每个穴位按揉2-3分钟,每天1-2次。儿童、幼儿视具体情况调整时长。",
                 "title": "按摩疗法"
249
250
              },
251
               {
                  "advice": "叩齿保健\n指导患者叩齿,每日早晚各一次,每次3分钟左右。
252
   叩齿时可用双手指有节律地搓双侧耳孔,提拉双耳廓直到发热为止。",
253
                 "title": "扣齿保健法"
254
              },
255
               {
                  "advice": "艾灸法\n取穴: 宜采用指揉法,按揉百会、肾俞、气海、关
256
   元、足三里、涌泉等。\n方法:亦可使用温和灸,一周1-2次,每次10-15分钟,以皮肤微微潮红为
   度。",
                 "title": "艾灸法"
257
258
              },
259
               {
                 "advice": "叩齿保健: 指导患者叩齿,每日早晚各一次,每次3分钟左右。
260
   叩齿时可用双手指有节律地搓双侧耳孔,提拉双耳廓直到发热为止。",
                 "title": "功法导引"
261
262
              },
263
               {
                 "advice": "可用花椒、黄芪各30克,延胡索、红花、制附子片各15克,加
264
   清水1500毫升,煎沸15~20分钟,将煎好的药汤乘热倒入盆内,待温度适宜泡足,水位高于小腿1/3疗
   效更佳。每次可持续15~20分钟。每日1~2次,5天为一疗程。注意预防烫伤、头晕、过度出汗等。",
                 "title": "中药泡足法"
265
266
              },
267
               {
268
                 "advice": "取心、脾、内分泌、肾上腺、肾等耳穴。将耳穴消毒,在耳穴
   上贴王不留行籽或耳穴压丸,用拇、食指进行垂直按压,施压至患出现沉、重、胀、痛感。每穴按压1分
   钟左右。每穴重复操作2~3遍,每天3~5次。双侧耳穴轮流使用,2日1次替换。",
                 "title": "耳穴疗法"
269
270
              },
271
               {
                 "advice": "按摩中脘、脾俞、足三里穴,每穴3-5分钟,每天2-3次。以局
272
   部有酸胀感,皮肤微红为度。",
                 "title": "穴位按摩"
273
274
              },
275
               {
                 "advice": "吴茱萸100g、粗盐300g, 共炒至微呈黄色时, 倒入布袋内, 热
276
   敷腹部,盖被保温,15~30分钟左右。亦可先放入布袋内封包,微波炉加热2~3分钟使用。注意预防烫
   伤。",
```

```
"title": "中药外治法"
277
                    }
278
                ]
279
            },
280
             "goods": [
281
282
                {
283
                     "name": "睡眠舱",
                     "introduction": "",
284
285
                     "img1": "https://mddqafiles.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/mdd-
    back-all/.upload/2024/07/23/huawei_jlagbA4.jpg",
                     "img2": "",
286
                     "img3": "",
287
                     "customized_mapping": []
288
289
                },
                 {
290
                     "name": "精油",
291
                     "introduction": "",
292
293
                     "img1": "https://mddqafiles.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/mdd-
    back-all/.upload/2024/07/23/desk_7ehxQMJ.jpg",
                     "img2": "",
294
                     "img3": "",
295
                     "customized mapping": []
296
                }
297
298
            ],
             "tf_detect_matches": {
299
                 "detect_boxes": [
300
301
                     {
                         "left_x": 951,
302
                         "left_y": 551,
303
                         "right_x": 1052,
304
                         "right_y": 745,
305
                         "name": "舌部齿痕"
306
307
                     },
308
                     {
309
                         "left_x": 840,
                         "left_y": 787,
310
                         "right_x": 943,
311
                         "right_y": 940,
312
                         "name": "舌部齿痕"
313
                     }
314
315
                ],
                 "url": "https://mddqafiles.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/mdd-back-
316
    all/.upload/2024/08/12/88b2aade-b16b-4ba7-890e-74b654677421.jpeg"
317
            }
318
        },
319
        "reason": null,
        "log_id": "b596f2a75c2e458a97780aa98f64b69e"
320
```

返回错误码的含义:

错误 码	适用接口	错误信息
10000	所有接口	服务器内部错误,请再次请求
10001	所有接口	必填字段未填写: *字段
10002	所有接口	字段类型错误: *字段
10003	所有接口	字段长度错误: *字段
10004	所有接口	字段范围错误: *字段
10005	所有接口	字段枚举错误: *字段
10006	所有接口	身份证认证不通过
20110	舌面诊断2.0	舌部照片、面部照片、舌下脉络照片不能全为空
10011	舌面诊断2.0	面部/舌部/舌下静脉图片大小超限制
10007	舌面诊断2.0	面部/舌部/舌下静脉图片边长不符合要求
10008	舌面诊断2.0	面部/舌部/舌下静脉读取图片文件错误
10009	舌面诊断2.0	面部/舌部/舌下静脉不支持的图片格式,请进行转码或更换图片
20010	舌面诊断2.0	未检测到图片中舌部区域
20020	舌面诊断2.0	面照/舌照图片过于模糊,请更换图片
20030	舌面诊断2.0	面照/舌照图片亮度异常,请更换图片
20040	舌面诊断2.0	面照/舌照图片有效区域过小,请更换图片
20120	舌面诊断2.0	未检测到图片中面部区域
10500	舌面诊断2.0	目标识别舌部区域失败
11900	舌面诊断2.0	目标识别面部区域失败
10100	舌面诊断2.0	图片上传云服务storage失败
20140	舌面诊断2.0	舌部区域实例分割失败
20150	舌面诊断2.0	舌下络脉目标检测失败
20160	舌面诊断2.0	舌像定量检测失败
20170	舌面诊断2.0	面照/舌照/舌下静脉照智能识别特征失败
20050	舌面诊断2.0	未识别出舌面特征
20060	舌面诊断2.0	此会话session id不存在
20190	舌面诊断2.0	面照/舌照/舌下静脉照智能识别特征后处理失败
11200	舌面诊断2.0	获取调理建议失败